

GIO perfect Eye

Masajeador facial LED Sonic
con terapia EMS



MANUAL DEL USUARIO

Para evitar daños causados por un uso incorrecto, lea atentamente las instrucciones y utilice este producto siguiendo estrictamente las indicaciones del manual.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Este producto está destinado exclusivamente al uso cosmético externo. Manténgalo fuera del alcance de los niños. No es adecuado para personas con implantes médicos o afecciones médicas graves sin consultar previamente con un profesional sanitario.


No lo utilice si:

- Tiene un marcapasos, una máquina cardiopulmonar artificial u otros dispositivos médicos electrónicos implantados.
- Está recibiendo tratamiento médico, tiene afecciones cutáneas, fiebre, enfermedades agudas, tuberculosis, enfermedades orgánicas o telangiectasia.
- Está embarazada, menstruando o amamantando (consulte a su médico antes de usar).
- Tiene la piel extremadamente sensible, alergias a los metales, dermatitis hereditaria o alteración de la percepción de la temperatura.
- Se haya sometido recientemente a una cirugía ocular o facial (por ejemplo, corrección de la visión con láser, rellenos, lifting con hilos); consulte a su médico.
- Está recibiendo tratamiento dental u ortodoncia, o tiene empastes: evite la estimulación fuerte cerca de la boca.
- Lleve lentes de contacto cuando utilice el dispositivo alrededor de los ojos (quítese primero las lentes).
- Tiene cataratas, glaucoma, trastornos de la retina o cualquier otra afección ocular: consulte a un médico antes de utilizarlo.

PRECAUCIONES DEL PRODUCTO

1. Pruebe siempre el dispositivo en la muñeca antes de utilizarlo por primera vez.
2. No sumerja el producto en agua ni lo exponga a la humedad. No es resistente al agua.
3. Límpielo solo con un paño suave húmedo o seco una vez que el dispositivo esté apagado y se haya enfriado.
4. Evite la luz solar directa y el contacto con materiales corrosivos.
5. No desmonte ni repare el dispositivo usted mismo. Póngase en contacto con el servicio posventa para obtener asistencia.
6. No mantenga el cabezal de masaje en un mismo lugar de la piel durante demasiado tiempo mientras lo utiliza.
7. Solo para uso por parte de adultos. Apto tanto para hombres como para mujeres.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

**ENCENDIDO/APAGADO**

Mantenga pulsado el botón de encendido/modo durante 2 segundos para encender el dispositivo. Mantenga pulsado el mismo botón durante 2 segundos para apagar el dispositivo.

SELECCIÓN DE MODO

Después de encenderse, el dispositivo se pondrá automáticamente en modo HOT (LED rojo + calentamiento).

Cada vez que pulses brevemente el botón de encendido/modo, se alternarán los siguientes modos en orden: Modo HOT (luz roja + calentamiento)

Modo SPA (vibración + microcorriente suave)

Modo EMS (luz azul + microcorriente más intensa)

Los modos se repetirán en el mismo ciclo con cada pulsación.

Control de la luz LED

De forma predeterminada, la luz LED está activa cuando el dispositivo está encendido. Para apagar las luces LED, mantenga pulsado el botón de control de luz durante 2 segundos. Mantenga pulsado de nuevo para volver a encender las luces. Esto se puede hacer en cualquier modo.

Alerta de batería baja

Cuando la batería está baja, la luz roja del cabezal de tratamiento parpadeará varias veces antes de que el dispositivo se apague automáticamente.

Indicador de carga

Luz roja encendida: el dispositivo se está cargando

Luz verde encendida: la batería está completamente cargada.



Indicador de carga

Puerto de carga tipo C

CÓMO UTILIZAR

1. Después de la limpieza, aplique una fina capa de gel o sérum de manera uniforme alrededor del contorno de los ojos.



2. Mantenga pulsado el botón de encendido/modo para encender el dispositivo. Seleccione el modo y el nivel de intensidad deseados.

3. Deslice suavemente el dispositivo desde la esquina interior hacia la exterior del ojo, o utilice el método de presión puntual: presione el cabezal en una zona durante 4-5 segundos y, a continuación, pase a la siguiente cuando note la sensación de calor.



4. Después de su uso, apague el dispositivo, limpie el cabezal de tratamiento y guárdelo en un lugar seco.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie siempre el cabezal de tratamiento inmediatamente después de su uso.
- No lave el dispositivo con agua ni lo sumerja.
- No utilice productos de limpieza agresivos o corrosivos, disolventes ni paños abrasivos.
- Guárdelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de la luz solar directa.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Nombre del producto: GIOperfect Eye
- Modelo del producto: GIO-720
- Tamaño del producto: 138*24*24,8 mm
- Potencia nominal: 3 W
- Voltaje de funcionamiento: 3,7 V
- Capacidad de la batería: 500 mAh
- Función de compresión caliente: 42 ± 3 °C

Scan the QR code to download the manual
Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję
Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen
Scannez le code QR pour télécharger le manuel
Escanee el código QR para descargar el manual
Digitalize o código QR para descarregar o manual
Scansiona il codice QR per scaricare il manuale
Scan de QR-code om de handleiding te downloaden
Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію
Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití
Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku
Scanează codul QR pentru a descărca manualul
Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją
Nolasi QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu
Lae juhend alla, skannides QR-koodi
A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.
ليدلها لودناتال فاعودرولها قباياتسالا ذير حرمها



innogIO

Fabricado en China para
INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovia, Polonia
www.innogio.es



@innogIO.official



@innogio_com

